









Funktionsdiagnostik im Return to Sports



**Das Velamed Analyse Konzept auf
Basis der Standards der VBG**

Gelenk	Test	Fähigkeit	Kraftmessplatte	Video (Markerless Tracking)*	EMG*1	Report	Video
Sprunggelenk	Star-Excursion-Balance Test	Posturale Kontrolle	✓	✓	⊕ Add on		
Sprunggelenk	Heel-Rise-Test	Kraft	⊕ Add on	✓	⊕ Add on		
Sprunggelenk	Single Leg Squat	Kraft	⊕ Add on	✓	✓		
Sprunggelenk & Knie	Drop Jump unilateral	Sprung/ Landequalität	✓	✓	⊕ Add on		
Sprunggelenk & Knie	Drop Jump bilateral	Sprungtest	✓	⊕ Add on	⊕ Add on		

Gelenk	Test	Fähigkeit	Kraftmessplatte	Video (Markerless Tracking)*	EMG* ¹	Report	Video
Sprunggelenk & Knie	Side-Hop	Sprung/ Landequalität	✓	✓	+ Add on		
Knie	Counter Movement Jump	Sprungtest	✓	✓	+ Add on		
Knie	Tapping	Schnelligkeit	✓	+ Add on	+ Add on		
Knie	Hop for distance	Sprung/ Landequalität	✓	+ Add on	+ Add on		

* Zur Beurteilung der Bewegungsqualität notwendig

*¹ Zur Beurteilung der muskulären Aktivität notwendig

KEY FACTS

- Objektive Dokumentation von Daten
- Unabhängig vom Untersucher
- Automatisierte Auswertung
- Statistische Analyse
- Alles in einer Software



Kontaktieren Sie uns gerne per Mail: anfragen@velamed.com

